

# FLACON sv-XL30

## pour set de ponction d'ovocytes avec bouchon à vis

### CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour maintenir la température du liquide folliculaire recueilli.  
Lorsque ce flacon est déposé dans une enceinte individuelle thermostatée (type Labotect), la collerette située en partie haute, de diamètre identique à celui de la base, permet d'éviter une arrivée d'air extérieur entraînant potentiellement turbulence et choc thermique.
- Composition du bouchon et flacon, sélectionnée pour éviter toute déformation lors d'un séjour à l'étuve à 37°C.
- Présence d'une gorge anti-fuite afin d'assurer une parfaite étanchéité.
- Pas-de-vis « 1/4 de tour » facilitant le geste de l'utilisateur.

MA119



| Référence   | Désignation  | Conditionnement                          | Stérilisation |
|-------------|--|--|---------------|
| EBT003050BV | Flacon pour recueil ovocytaire sv-XL30<br>Volume utile : 30 mL | Carton de 50 unités en sachet individuel | γ irradiation |